

## Wet Wipe UNIVERSAL

### Hüpoallergilised puhastuslapid pindadel



Item no.: 41153



Item no.: 41133

Lõhna- ja värvainetevabad, pH ca. 5.2 (Nahale neutraalne)

Eemaldavad 99.9% bakteritest

Kiire, lihtne ja hügieeniline

**1 taseme** toimega ühekordsed, niisked puhastuslapid kõikide pindade puhastamiseks, mis taluvad niiskust. Sobivad määratud pindade puhastamiseks enne etanoolivaba desinfitseerimist, kuna ei sisalda anioonseid aineid, mille tulemusena tekivad interaktsioonid, samuti pindadele, kus ei soovitata kasutada desinfitseerivad vahendeid.

**Lihtne ja õrn puhastamine** - toote kasutamisel ei ole vaja kaitsta käsi kinnastega, kuna toote koostises on ainult hüpoallergilised ja lõhnavabad puhastusained, seega sobivad UNIVERSAL lapid kasutamiseks ka allergikutele ja astmaatikutele.

**Kasutamiseks:** hoolekande-, tervishoiuasutustes, kliinikutes, tervisekeskustes, haiglates, hambaravis, lasteaedades, puhastusteenistuses, kõikideks niisketeks koristamistoimiguteks.

**Kasutuskohad:** puldid, telefonid, lauad, riulid, toolid, valamud, vinüül- ja nahkpolsteriga mööbel, madratsid, pliit, külmik, auto armatuurlauad jne. Sobivad kasutada ka tekstiilpindadel plekieemaldajana ja hallituse eemaldamiseks, niisketes nurkades ja määratud kööginõu- ja erinevatel õrnadel seadmetel.

#### Kasutamisesjuhised:

1. Esmakordsel kasutamisel, kirjuta pakendi esiküljel olevale etiketile kuupäev ja kellaeg, et teaksid, millal pakendi avasid;
2. Ava pakend ja eemalda sisemine kaitsekaas ja kile;
3. Võta pakendist välja kasutusvalmis puhastuslapp, pühi üle puhastamist vajavad pinnad;
4. Visake kasutatud puhastuslapp nõuetekohaselt ära;
5. Sule alati kindlalt pakendi korduvsuletav kaas, sellele vajutades kuuled klõpsu, see väldib toote kuivamist.

- **Tootekood 41133 (Mini), 41153 (Maxi)**
- **Miinimum tellimuskogus 1 kast**
- **1 Mini kastis 20 pakki ehk 500 lappi 20x30cm**
- **1 Maxi kastis 12 pakki ehk 240 lappi 43x30cm**

Lapp on 100% biolagunev, tugev, vastupidav ja ei jäta pindadele kiude, keskkonnamärgistusega. Lõhna- ja värvainetevabad, pH ca. 5.2 (Nahale neutraalne)  
Toode on arendatud ja märgistatud koostöös Taani Astma ja Allergialiiduga.  
Toodetud Saksamaal cGMP all